



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.486.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml

### Maße

Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	50 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 72000  
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0028 kg  
Gewicht des Umkartons 6,1 kg  
EAN des Innenkartons 4038917368155  
EAN des Umkartons 4038917368148

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

