



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.543.030
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, weiß, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: schwarz, mit Skalierung, 125 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	30 ml
Zentrifugation max (RZB)	8800 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	107 mm
Länge mit Verschluss	110 mm
Länge ohne Verschluss	107 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	125
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0122 kg
Gewicht des Umkartons	6,84 kg
EAN des Innenkartons	4038917111713
EAN des Umkartons	4038917076203

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

