



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	62.547.100
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, HD-PE, Verschluss: rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 25 Stück/Rack

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	50 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	114 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Rack
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	702 mm
Breite des Umkartons	435 mm
Höhe des Umkartons	143 mm
Volumen des Umkartons	0,0436 cbm
Gewicht des Produktes	0,0175 kg
Gewicht des Umkartons	4,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917376259
EAN des Umkartons	4038917376242

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

