



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.547.205
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, HD-PE, Verschluss: rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	50 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	114 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	25000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	9000
Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Produktes	0,0136 kg
Gewicht des Umkartons	4,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917111881
EAN des Umkartons	4038917033275

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

