



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.547.254
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, HD-PE, Verschluss: rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: blau/weiß, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	blau/weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	50 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	114 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	9000
Tiefe des Umkartons	580 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0488 cbm
Gewicht des Produktes	0,0128 kg
Gewicht des Umkartons	4,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917111898
EAN des Umkartons	4038917013420

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

