

Produktspezifikation Schraubröhre, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 62.550.061

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm,

Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß,

mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett weiß
Graduierung ja

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 7 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Schraubröhre, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, mit Druck

Seite 2

Maße

Durchmesser 13 mm Länge des Produktes 82 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses natur

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 36000 Volumen des Umkartons 0,0492 cbm Gewicht des Produktes 0,0039 kg Gewicht des Umkartons 4,38 kg

EAN des Innenkartons 4038917264532 EAN des Umkartons 4038917264525

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

