



### Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 62.553.001  |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, 50 Stück/Beutel |

### Produkteigenschaften

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Etikett / Druck          | mit Druck         |
| Farbe Druck/Etikett      | weiß/blau         |
| Graduierung              | ja                |
| Verschlussart            | Schraubverschluss |
| Bodenform                | Spitzboden        |
| Arbeitsvolumen           | 15 ml             |
| Zentrifugation max (RZB) | 4100 x g          |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, mit Druck**

**Seite 2**

**Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 17 mm  |
| Länge des Produktes | 120 mm |

**Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes    | Polystyrol (PS)                  |
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | rot                              |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA                      |
| Produktkategorie           | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert                  | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500           |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 50            |
| Stück pro Umkarton          | 500           |
| Stück pro Palette           | 20000         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0382 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0086 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,54 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917112932 |
| EAN des Umkartons           | 4038917033428 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**