

Produktspezifikation Schraubröhre, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 62.553.205

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm,

Material: PS, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau,

mit Skalierung, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht

zytotoxisch, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck Farbe Druck/Etikett weiß/blau

Graduierung ja

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Spitzboden

Arbeitsvolumen 15 ml Zentrifugation max (RZB) 4100 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Schraubröhre, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, mit Druck

Seite 2

Maße

Durchmesser 17 mm Länge des Produktes 120 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch

Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 24000
Volumen des Umkartons 0,0366 cbm
Gewicht des Produktes 0,0084 kg

Gewicht des Umkartons 4,45 kg

EAN des Innenkartons 4038917112987 EAN des Umkartons 4038917033442

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

