



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.555.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 84 x 30 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	30 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	30 mm
Länge des Produktes	84 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	450
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	450
Stück pro Palette	12600
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,011 kg
Gewicht des Umkartons	5,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917113205
EAN des Umkartons	4038917013949

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

