



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	62.555
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 84 x 30 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	30 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	30 mm
Länge des Produktes	84 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	450
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	450
Stück pro Palette	10800
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,011 kg
Gewicht des Umkartons	5,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917082433
EAN des Umkartons	4038917079754

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

