



Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.612
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet
Arbeitsvolumen	5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Seite 2

Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,005 kg
Gewicht des Umkartons	5,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917082884
EAN des Umkartons	4038917001908

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT