



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.276
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, mit Druck, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

## Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

## Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	260 mm
Breite des Umkartons	415 mm
Höhe des Umkartons	465 mm
Volumen des Umkartons	0,0502 cbm
Gewicht des Umkartons	5 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Röhre, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, mit Druck**

**Seite 2**

EAN des Innenkartons            4038917932783  
EAN des Umkartons            4038917932790

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2025-01-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**