

## Produktspezifikation Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, PP, mit Papieretikett

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 63.542.709

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm,

Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss,

natur, Verschluss beiliegend, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß/schwarz, mit Skalierung, 1.000

Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Papieretikett Farbe Druck/Etikett weiß/schwarz

Graduierung ja

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Flachboden

Arbeitsvolumen 5 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, PP, mit Papieretikett

Seite 2

#### Maße

Durchmesser 16,5 mm Länge des Produktes 57 mm

**Material & Farben** 

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses natu

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 **Beutel** Kleinste Unterverpackung Stück pro Innenkarton 1000 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 42000 Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 378 mm Höhe des Umkartons 250 mm Volumen des Umkartons 0,0367 cbm Gewicht des Produktes 0,0043 kg Gewicht des Umkartons 4,73 kg

EAN des Innenkartons 4038917111621 EAN des Umkartons 4038917013277

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

