



Produktspezifikation
Mehrzweck-Becher, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduiert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 75.9922.420 |
| Artikelbeschreibung | Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, transparent, Verschluss: gelb, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, 250 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------|-------------------|
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 120 ml |

Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Nennvolumen | 120 ml |
| Durchmesser | 44 mm |
| Höhe des Produktes | 105 mm |
| Länge des Produktes | 105 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Mehrzweck-Becher, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduirt, PP, transparent

Seite 2

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | gelb |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 250 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 250 |
| Stück pro Umkarton | 250 |
| Stück pro Palette | 4000 |
| Tiefe des Umkartons | 548 mm |
| Breite des Umkartons | 408 mm |
| Höhe des Umkartons | 373 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0834 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0188 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,62 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917151863 |
| EAN des Umkartons | 4038917038461 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT