



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.514
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 250 ml, (LxØ): 78 x 78 mm, transparent, Verschluss: natur, Material: PS, Schraubverschluss, Verschluss beiliegend

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	250 ml

Maße

Nennvolumen	250 ml
Durchmesser	78 mm
Höhe des Produktes	78 mm
Länge des Produktes	78 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	270
Stück pro Innenkarton	270
Stück pro Umkarton	270
Stück pro Palette	6480
Tiefe des Umkartons	534 mm
Breite des Umkartons	384 mm
Höhe des Umkartons	519 mm
Volumen des Umkartons	0,1064 cbm
Gewicht des Umkartons	12,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917151962
EAN des Umkartons	4038917234924

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

