



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.532
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 250 ml, (LxØ): 78 x 70 mm, transparent, Verschluss: transparent, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, 240 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	250 ml

Maße

Nennvolumen	250 ml
Durchmesser	70 mm
Höhe des Produktes	78 mm
Länge des Produktes	78 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	240
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	240
Stück pro Umkarton	240
Stück pro Palette	1440
Tiefe des Umkartons	646 mm
Breite des Umkartons	450 mm
Höhe des Umkartons	498 mm
Volumen des Umkartons	0,1448 cbm
Gewicht des Produktes	0,0404 kg
Gewicht des Umkartons	10,93 kg
EAN des Innenkartons	4038917152105
EAN des Umkartons	4038917350891

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

