




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.647.020
Artikelbeschreibung	Archivierungsstopfen, mit Filter, hellblau, passend für S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm
Filter	ja

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	hellblau
Farbe des Verschlusses	hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Archivierungsstopfen, hellblau, passend für
S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917250085
EAN des Umkartons	4038917250078

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT