



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.793
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm & Küvette 67.749, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm & Küvette 67.749

### **Maße**

Durchmesser	17,2 mm
Höhe des Produktes	20,15 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation

**Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø  
15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm & Küvette 67.749**

**Seite 2**

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	7,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917084154
EAN des Umkartons	4038917003001

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**