



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.804.001
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 14 mm, flach, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 14 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	420000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	6,08 kg
EAN des Innenkartons	4038917121156
EAN des Umkartons	4038917017688

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

