



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.806
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 13 mm

Maße

Durchmesser	13,3 mm
Höhe des Produktes	15,2 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 10000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 10000
Stück pro Palette 420000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 250 mm
Volumen des Umkartons 0,0396 cbm
Gewicht des Produktes 0,0007 kg
Gewicht des Umkartons 7,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917084222
EAN des Umkartons 4038917003087

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

