



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.806
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 13 mm

### **Maße**

Durchmesser	13,3 mm
Höhe des Produktes	15,2 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    10000  
Kleinste Unterverpackung        Beutel  
Stück pro Innenkarton            1000  
Stück pro Umkarton                10000  
Stück pro Palette                 420000  
Tiefe des Umkartons               398 mm  
Breite des Umkartons              398 mm  
Höhe des Umkartons               250 mm  
Volumen des Umkartons           0,0396 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0007 kg  
Gewicht des Umkartons            7,36 kg  
EAN des Innenkartons            4038917084222  
EAN des Umkartons                4038917003087

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

