

Produktspezifikation Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.809

Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 11,5 und 12

mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss Standardstopfen Verschlussart Eindrückstopfen

Passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm

Maße

Durchmesser 13,2 mm Höhe des Produktes 15,1 mm

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)

Farbe des Produktes natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 10000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 1000 Stück pro Umkarton 10000 Stück pro Palette 420000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 250 mm Volumen des Umkartons 0,0396 cbm Gewicht des Produktes 0,0006 kg Gewicht des Umkartons 6,66 kg

EAN des Innenkartons 4038917084239 EAN des Umkartons 4038917003094

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

