



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.856.040
Artikelbeschreibung	CryoRack 40, Material: PP, Rastermaß: 10 x 4, (LxBxH): 100 x 210 x 22 mm, für 40 Gefäße, passend für CryoPure Röhren, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	CryoPure Röhren
Lagerkapazität	40
Rastermaß	10 x 4

Maße

Breite des Produktes	210 mm
Höhe des Produktes	22 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 10
Stück pro Palette 1650
Tiefe des Umkartons 228 mm
Breite des Umkartons 218 mm
Höhe des Umkartons 155 mm
Volumen des Umkartons 0,0077 cbm
Gewicht des Produktes 0,0679 kg
Gewicht des Umkartons 0,9 kg
EAN des Innenkartons 4038917122788
EAN des Umkartons 4038917077293

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

