




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.872.625
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, blau, Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 75 x 75 x 52 mm, Rastermaß: 5 x 5, für 25 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	25
Rastermaß	5 x 5

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	75 mm
Höhe des Produktes	52 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	blau
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	2640
Tiefe des Umkartons	156 mm
Breite des Umkartons	143 mm
Höhe des Umkartons	502 mm
Volumen des Umkartons	0,0112 cbm
Gewicht des Produktes	0,058 kg
Gewicht des Umkartons	1,41 kg
EAN des Innenkartons	4038917122832
EAN des Umkartons	4038917420143

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

