



## Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 93.873.281  |
| Artikelbeschreibung | Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, rot, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel |

## Produkteigenschaften

|                |  |
|----------------|--|
| Graduierung    | nein   |
| Verschluss     | Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion                  |
| Verschlussart  | Stülpedeckel   |
| Ausführung     | mit numerischer Codierung pro Lagerplatz             |
| Passend für    | CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde |
| Lagerkapazität | 81   |
| Rastermaß      | 9 x 9  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Maße**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 132 mm |
| Höhe des Produktes   | 53 mm  |
| Länge des Produktes  | 132 mm |

### **Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polycarbonat (PC) |
| Farbe des Produktes    | rot               |
| Farbe des Verschlusses | transparent       |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5             |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 5             |
| Stück pro Umkarton          | 20            |
| Stück pro Palette           | 720           |
| Tiefe des Umkartons         | 135 mm        |
| Breite des Umkartons        | 270 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 540 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0197 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,1915 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 3,91 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917122849 |
| EAN des Umkartons           | 4038917415088 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

