




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.875.281
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, rot, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 95 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	95 mm
Länge des Produktes	132 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	rot
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	400
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	305 mm
Höhe des Umkartons	508 mm
Volumen des Umkartons	0,0472 cbm
Gewicht des Produktes	0,2437 kg
Gewicht des Umkartons	5 kg
EAN des Innenkartons	4038917122948
EAN des Umkartons	4038917076647

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.