



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.876.281
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: PP, rosa, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, passend für Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm, 5 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

## Maße

Breite des Produktes	130 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rosa
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1680
Tiefe des Umkartons	132 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	470 mm
Volumen des Umkartons	0,0163 cbm
Gewicht des Produktes	0,143 kg
Gewicht des Umkartons	3,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917161053
EAN des Umkartons	4038917415224

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

