




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.876.381
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: PP, orange, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, passend für Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	130 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	orange
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1680
Tiefe des Umkartons	132 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	470 mm
Volumen des Umkartons	0,0163 cbm
Gewicht des Produktes	0,143 kg
Gewicht des Umkartons	3,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917161077
EAN des Umkartons	4038917415217

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

