



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.880
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: PP, grün, Rastermaß: 6 x 6, für 36 Gefäße, passend für 15 ml Röhren und Röhren bis 17 mm Durchmesser, 2 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	15 ml Röhren und Röhren bis 17 mm Durchmesser
Lagerkapazität	36
Rastermaß	6 x 6
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Breite des Produktes	144 mm
Höhe des Produktes	127 mm
Länge des Produktes	144 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grün
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	2
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	420
Tiefe des Umkartons	251 mm
Breite des Umkartons	300 mm
Höhe des Umkartons	452 mm
Volumen des Umkartons	0,034 cbm
Gewicht des Produktes	0,2228 kg
Gewicht des Umkartons	3,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917355193
EAN des Umkartons	4038917355186

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

