



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.064.259
Artikelbeschreibung	Karton, Styropor, 20 Plätze für Reagiergefäße, 8 St./Packung

Produkteigenschaften

Lagerkapazität	20
Rastermaß	5 x 4

Material & Farben

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Keine Kennzeichnung erforderlich
Chargiert	Lotnummer

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	16
Stück pro Innenkarton	8
Stück pro Umkarton	56
Stück pro Palette	1792
Tiefe des Umkartons	401 mm
Breite des Umkartons	451 mm
Höhe des Umkartons	280 mm
Volumen des Umkartons	0,0504 cbm
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917386883
EAN des Umkartons	4038917386876

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

