



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.259
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 5 x 4, für 20 Gefäße, 8 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Lagerkapazität	20
Rastermaß	5 x 4

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	56
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	8
Stück pro Umkarton	56
Stück pro Palette	1792
Volumen des Umkartons	0,0559 cbm
Gewicht des Produktes	0,0238 kg
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917386883
EAN des Umkartons	4038917386876

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

