



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.922
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 7 x 7, für 49 Gefäße, passend für Röhren bis max. 22 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 88,5-129 mm, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Röhren bis max. 22 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 88,5-129 mm
Lagerkapazität	49
Rastermaß	7 x 7

Maße

Breite des Produktes	154 mm
Höhe des Produktes	130 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	27
Stück pro Palette	324
Tiefe des Umkartons	521 mm
Breite des Umkartons	521 mm
Höhe des Umkartons	610 mm
Volumen des Umkartons	0,1653 cbm
Gewicht des Produktes	0,22 kg
Gewicht des Umkartons	7,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917095709
EAN des Umkartons	4038917067447

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

