



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.950
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 7 x 7, für 49 Gefäße, passend für Röhren Ø 16-17 mm

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Röhren Ø 16-17 mm
Lagerkapazität	49
Rastermaß	7 x 7

Maße

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	87 mm
Länge des Produktes	135 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	60
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	960
Volumen des Umkartons	0,1134 cbm
Gewicht des Produktes	0,1373 kg
Gewicht des Umkartons	8,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917319607
EAN des Umkartons	4038917319591

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

