




Produktspezifikation

Abdeckhaube, PC, braun, 256 x 62 x 72 mm,
passend für Ständer Nr. 93.1097.100

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1102.001
Artikelbeschreibung	Abdeckhaube, Material: PC, braun, (LxBxH): 256 x 62 x 72 mm, passend für Ständer Nr. 93.1097.100, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	Ständer Nr. 93.1097.100
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	62 mm
Höhe des Produktes	72 mm
Länge des Produktes	256 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	braun

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Abdeckhaube, PC, braun, 256 x 62 x 72 mm,
passend für Ständer Nr. 93.1097.100

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	1080
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,1286 kg
Gewicht des Umkartons	4,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917125529
EAN des Umkartons	4038917020138

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT