

Produktspezifikation Ständer, PP, Rastermaß: 6 x 3, passend für 50 ml Zentrifugenröhren

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.1707

Artikelbeschreibung Ständer, Material: PP, blau, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 295

x 114 x 65 mm, für 18 Gefäße, passend für 50 ml

Zentrifugenröhren, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für 50 ml Zentrifugenröhren

Lagerkapazität 18 Rastermaß 6 x 3 Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Breite des Produktes 114 mm Höhe des Produktes 65 mm Länge des Produktes 295 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Ständer, PP, Rastermaß: 6 x 3, passend für 50 ml Zentrifugenröhren

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Kleinste Unterverpackung Beutel

Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 10
Stück pro Palette 540

Tiefe des Umkartons

Breite des Umkartons

Höhe des Umkartons

Volumen des Umkartons

Gewicht des Produktes

Gewicht des Umkartons

125 mm

75 mm

300 mm

0,0028 cbm

0,2298 kg

2,81 kg

EAN des Innenkartons 4038917347501 EAN des Umkartons 4038917347495

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

