


Produktspezifikation Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für Röhren bis 26 mm Ø

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.841.100

Artikelbeschreibung Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2,

(LxBxH): 327 x 72 x 60 mm, für 20 Gefäße, passend für

Röhren bis 26 mm Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für Röhren bis 26 mm Ø

Lagerkapazität 20 Rastermaß 10 x 2 Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Breite des Produktes 72 mm Höhe des Produktes 60 mm Länge des Produktes 327 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für Röhren bis 26 mm Ø

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Kleinste Unterverpackung Karton

Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 40
Stück pro Palette 800
Tiefe des Umkartons 584

Tiefe des Umkartons 584 mm
Breite des Umkartons 387 mm
Höhe des Umkartons 360 mm
Volumen des Umkartons 0,0814 cbm
Gewicht des Produktes 0,2554 kg
Gewicht des Umkartons 11,69 kg

EAN des Innenkartons 4038917121705 EAN des Umkartons 4038917362368

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

