



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.849.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 257 x 62 x 40 mm, für 20 Gefäße, passend für Reagiergefäße 2 ml, Microvette®, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Reagiergefäße 2 ml, Microvette®
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	62 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	1800
Tiefe des Innenkartons	65 mm
Breite des Innenkartons	43 mm
Höhe des Innenkartons	260 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,1762 kg
Gewicht des Umkartons	12,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917121743
EAN des Umkartons	4038917017992

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

