



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.851.171
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, rot, mit Griff, Material: recyceltes PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	246 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Block Rack D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 10, rot,
mit Griff**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes recycltes Polypropylen (recycltes PP)
Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 12
Stück pro Palette 840
Tiefe des Umkartons 453 mm
Breite des Umkartons 258 mm
Höhe des Umkartons 165 mm
Volumen des Umkartons 0,0193 cbm
Gewicht des Produktes 0,1983 kg
Gewicht des Umkartons 2,79 kg
EAN des Innenkartons 4038917121835
EAN des Umkartons 4038917074971

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT