



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.172
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, gelb, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	-
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	760
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	433 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,1958 kg
Gewicht des Umkartons	4,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917122078
EAN des Umkartons	4038917018135

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

