



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.174
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, blau, Material: recyceltes PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 760
Tiefe des Umkartons 568 mm
Breite des Umkartons 433 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0295 cbm
Gewicht des Produktes 0,1958 kg
Gewicht des Umkartons 4,62 kg
EAN des Innenkartons 4038917122092
EAN des Umkartons 4038917018159

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

