



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.853.132
Artikelbeschreibung	S-Monovette® -Rack D13, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 5 x 10, gelb, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	96 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	180 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung -  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 16  
Stück pro Palette 1440  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 368 mm  
Höhe des Umkartons 120 mm  
Volumen des Umkartons 0,0176 cbm  
Gewicht des Produktes 0,1687 kg  
Gewicht des Umkartons 3,16 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122535  
EAN des Umkartons 4038917074032

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

