




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.853.133
Artikelbeschreibung	Block Rack D13, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 5 x 10, grün, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	96 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	180 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	-
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	16
Stück pro Palette	1440
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0176 cbm
Gewicht des Produktes	0,1724 kg
Gewicht des Umkartons	3,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917122542
EAN des Umkartons	4038917074049

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

