




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.853.300
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D13, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 5 x 20, grau, Material: PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	5 x 20
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	96 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	360 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Doppel-Blockständer D13, Ø Öffnung: 13 mm, 5 x 20, grau

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	-
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	8
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0176 cbm
Gewicht des Produktes	0,3509 kg
Gewicht des Umkartons	3,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917122634
EAN des Umkartons	4038917074087

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

