




## Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 93.854.124                                                                             |
| Artikelbeschreibung | Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 5 x 10, blau, Material: PP |

## Produkteigenschaften

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Etikett / Druck          | mit Druck |
| Anzahl der Wells         | 50        |
| Lagerkapazität           | 50        |
| Rastermaß                | 5 x 10    |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C    |

## Maße

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Durchmesser der Öffnung | 12 mm  |
| Breite des Produktes    | 80 mm  |
| Höhe des Produktes      | 45 mm  |
| Länge des Produktes     | 152 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | blau              |

Reinheit & Zertifizierung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | nein                      |

Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1             |
| Kleinste Unterverpackung    | -             |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Umkarton          | 20            |
| Stück pro Palette           | 1560          |
| Tiefe des Umkartons         | 428 mm        |
| Breite des Umkartons        | 323 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 130 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,018 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,1214 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,8 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917122672 |
| EAN des Umkartons           | 4038917018517 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

