



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.870
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Reagiergefäße 2 ml, Microvette®, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Reagiergefäße 2 ml, Microvette®
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Ständer, PC, Rastermaß: 6 x 3, passend für**  
**Reagiergefäße 2 ml, Microvette®**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polycarbonat (PC)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 36  
Stück pro Palette 2376  
Tiefe des Innenkartons 72 mm  
Breite des Innenkartons 42 mm  
Höhe des Innenkartons 138 mm  
Tiefe des Umkartons 438 mm  
Breite des Umkartons 268 mm  
Höhe des Umkartons 155 mm  
Volumen des Umkartons 0,0182 cbm  
Gewicht des Produktes 0,1061 kg  
Gewicht des Umkartons 4,88 kg  
EAN des Innenkartons 4038917084468  
EAN des Umkartons 4038917003278

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-09-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**