




### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 93.893.100                                                                                                                                              |
| Artikelbeschreibung | Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2,<br>(LxBxH): 327 x 72 x 60 mm, für 20 Gefäße, passend für<br>Röhren 100 x 21,5 mm, 1 Stück/Karton |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Passend für              | Röhren 100 x 21,5 mm |
| Lagerkapazität           | 20                   |
| Rastermaß                | 10 x 2               |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C               |

### **Maße**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 72 mm  |
| Höhe des Produktes   | 60 mm  |
| Länge des Produktes  | 327 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für**  
**Röhren 100 x 21,5 mm**

**Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polycarbonat (PC) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | nein                      |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1             |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Umkarton          | 40            |
| Stück pro Palette           | 800           |
| Tiefe des Umkartons         | 584 mm        |
| Breite des Umkartons        | 387 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 360 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0814 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,2524 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 11,57 kg      |
| EAN des Innenkartons        | 4038917123136 |
| EAN des Umkartons           | 4038917362375 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

