



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.894
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Mikro-Schraubröhren, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Mikro-Schraubröhren
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 36
Stück pro Palette 2376
Tiefe des Innenkartons 72 mm
Breite des Innenkartons 42 mm
Höhe des Innenkartons 138 mm
Tiefe des Umkartons 438 mm
Breite des Umkartons 268 mm
Höhe des Umkartons 155 mm
Volumen des Umkartons 0,0182 cbm
Gewicht des Produktes 0,1069 kg
Gewicht des Umkartons 4,91 kg
EAN des Innenkartons 4038917084505
EAN des Umkartons 4038917003315

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

