



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.251
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 10 x 5, (LxBxH): 205 x 127 x 46 mm, für 50 Gefäße, passend für 15 ml Röhren, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	15 ml Röhren
Lagerkapazität	50
Rastermaß	10 x 5

### **Maße**

Breite des Produktes	127 mm
Höhe des Produktes	46 mm
Länge des Produktes	205 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Styropor
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	21
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	21
Stück pro Palette	882
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0271 kg
Gewicht des Umkartons	0,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917095594
EAN des Umkartons	4038917007771

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

