



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.253
Artikelbeschreibung	Ständer, Deckel beiliegend, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 5 x 4, (LxBxH): 100 x 85 x 65 mm, für 20 Gefäße, passend für Röhren Ø 10,8 mm, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren Ø 10,8 mm
Lagerkapazität	20
Rastermaß	5 x 4

Maße

Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Styropor
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	112
Stück pro Palette	1792
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	428 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,081 cbm
Gewicht des Produktes	0,0125 kg
Gewicht des Umkartons	1,96 kg
EAN des Innenkartons	4038917095600
EAN des Umkartons	4038917007788

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

