



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.257
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 5 x 5, für 25 Gefäße

### **Produkteigenschaften**

Lagerkapazität	25
Rastermaß	5 x 5

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Stück pro Innenkarton	24
Stück pro Karton	24
Stück pro Palette	864
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	464 mm
Höhe des Umkartons	258 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Ständer, Styropor, Rastermaß: 5 x 5**

**Seite 2**

Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Umkartons	0,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917095624
EAN des Umkartons	4038917007801

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2021-10-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**